



R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)



university of rajasthan

Chemistry practical Exam

B.Sc. Semester-4th(chemistry)Practical-(a)

duration _4hrs

Max Marks-10*40.

Min marks 4*+16

Ex1 preparation of Tetraamminecopper(II) sulphate (10)

Ex2 synthesis of iodoform from ethanol and acetone (10)

Ex3 Determine of transition temperature of given substance
($\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$). (10)

4. viva-voice 5

5 .Record. 5

university of rajasthan

Chemistry practical Exam

B.Sc. Semester-4 th (chemistry)Practical-(B)

duration _4hrs

Max Marks-10*40.

Min marks 4*+16

**Ex1 preparation of cis and trans-potassium diaquadioxalatochromate (III)
- (10)**

Or

Synthesis of sodium trioxalatoferrate (III)

Ex2 synthesis of Aspirin from salicylic acid (acetylation).-(10)

Or

Synthesis of pthaliamide from pthalic anhydride.

Ex3 To construct the phase diagram of two component system like phenol-H₂O System and determine the CST(Critical solution temperature) and composition of the solution at CST. (10)

Ex4 viva-voice. (5)

Ex5 Record. (5)

university of rajasthan

Chemistry practical Exam

B.Sc. Semester-4 (chemistry) Practical-(C)

duration _4hrs

Max Marks-10*40.

Min marks 4*+16

Ex1 preparation of bis (glyoxamato) nickel (II). (10)

Ex2. Synthesis of succinic anhydride. (10)

Ex3 To study the effect of solution NaCl and succinic acid etc on the CST(critical solution temperature) of two partially missible liquid (phenol H₂O system and determine the concentration of the solute in the given partially missible liquid system. (10)

Ex4 viva-voice. (5)

Ex5 Record. (5)



I N D E X

S. No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1.	ट्रिटाएमीन कॉपर सल्फेट का बनना।	12/05	12/05/2021	12/05/2021	
2.	समपक्ष पीट शिमम डाई ऑक्सीलेटी डाई एववा क्रीमेट (III) का बनना।	13/05	13/05/2021	13/05/2021	
3.	विपक्ष पीट शिमम डाई ऑक्सीलेटी एववा क्रीमेट (II) $K_2[Cr(C_2O_4)_2(H_2O)_2] \cdot 2H_2O$ का बनना।	14/05	14/05/2021	14/05/2021	
4.	सोडियम ट्राईऑक्सीलेटी-फेरिट (III) $Na_3[Fe(C_2O_4)_3]$ का बनना।	15/05	15/05/2021	15/05/2021	
5.	निकल डाईमैथिल ग्लाइसि-ऑक्सीम संकुल $[Ni(7MG)_2]$ का बनना।	16/05	16/05/2021	16/05/2021	
6.	Preparation of Iodoform from Acetone				

[illegible]

उद्देश्य :- टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4]$ का बनना।

आवश्यक सामग्री :-

- (i) कॉपर सल्फेट - 5 gm
- (ii) अमीनिया लिक्वर - 10 ml
- (iii) एल्कीहॉल - 40 ml
- (iv) ठंडा H_2SO_4 = 1-2 drops



उपकरण - बीकर, वाँच ग्लास

विधि :- 5 gm कॉपर सल्फेट की पूर्ण कर एक बीकर में जल की न्यूनतम मात्रा में विलय करता है और इसमें कुछ बुन्दें H_2SO_4 की मिलाने हैं।

अब इसमें NH_3 विलयन (:) की लगातार दिलाते हुए वस्तुमिक्त दाढ़ दाढ़ साइड के नीले अवक्षेप के विलय तक व गहरा नीला विलयन होने लगाता है और NH_3 की गंध आने लगती है।

अब इस विलयन नीले रंग के विलयन की लगातार दिलाते हुए डालते हैं। तत्पश्चात् बीकर को 10-15 minute तक जल उष्मक पर $60-70^\circ\text{C}$ तक गर्म करते हैं। बीकर को ठंडा करने पर इसमें सुई के आकार के नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। इन्हें फिल्टर पत्र में सुखाकर अलग कर लेते हैं।

अभिक्रिया



tetramine copper (II)

परिणाम -

उपभुक्त विधि द्वारा द्वैतामीन कॉपर सल्फेट (II)
प्राप्त होता है जिसका रंग नीला होता है।

लक्ष्य :- 4gm



सावधानी :- ठीकर साफ व शुद्ध होने चाहिए।

उद्देश्य :- समपन्न पीट्रिशियम डाई ऑक्सीलेटी डाई
एववा क्रोमेट (III) $K_2[Cr(C_2O_4)(H_2O)_2]$ का घनना

अभिकर्मक :- आक्सीलिक एसिड - 6gm
पीट्रिशियम डाईक्रोमेट - 2gm
एल्कीहॉल - 40gm.

विधि :- साफ व शुष्क खरल में 6gm आक्सीलिक
तथा 2gm पीट्रिशियम डाईक्रोमेट को लेकर इन दोनों
को वारिक पाउडर होने तक पीस लेते हैं। अब इस
पाउडर को एक चाड़ना प्याली में लेकर पानी में गील
करते हैं तथा अधिक पानी को फेंक देते हैं। अब इस
पानी को ग्लास में ढककर बर्नर की कम लौ
पर गर्म करते हैं और तेज बुलबुलाहट के साथ CO_2
गैस वाष्प बाहर निकलती है तथा मिश्रित एक गहरे
रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है इस प्याली को
बर्नर में नीचे उतारकर इस गर्म विलयन में 20ml
एल्कीहॉल डालकर धातु के स्पैचुला में अच्छी तरह
दिलाने पर एक ठीस पदार्थ बन जाता है।
अगर ठीस पदार्थ नहीं बने तो इसमें बने द्रव को
निवार कर शीघ्र पदार्थ में 20ml एल्कीहॉल और
डालें तथा स्पैचुला में ऊपर नीचे करते हैं ताकि
पदार्थ ठीस बन जाए। अब इसकी हल्का हिलाते हुए
गर्म करते हैं जिसमें क्रिस्टल बन जाते हैं।
ये क्रिस्टल काले (गहरे गुलाबी) रंग के होते हैं

अभिक्रिया



परिणाम :- उपयुक्त विधि द्वारा समग्र जीव विज्ञान
 डाई आबसेलीटी डाई एववा क्रीमेट (III) प्राप्त होते हैं।
 यह काले रंग का पदार्थ होता है।


लवण - $3.2 \mu m$ प्राप्त होते हैं।

सावधानियाँ :-

सरल व गीतनी कीनी साफ व शुद्ध
 होनी चाहिए अन्यथा अभिक्रिया पहले ही जाएगी।
 चाटना प्याली के पदार्थ की धीरे-2 गर्म करते हैं।
 ताकि विस्फोट नही हो।
 गर्म विलयन में एल्कोहॉल मिलाने पर तब तक बंद कर
 देना चाहिए ताकि भाग लगाने की भांशका नही रहे।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य - विपक्ष पोटैशियम डाईआवसैलेटी एववा क्रोमैट (III)



अभिकर्मक - आवसैलित अम्ल - 6gm



पोटैशियम डाईक्रोमैट - 2gm

उपकरण :- बीकर, वाँच ग्लास, चादना प्याली, वषवचन नली।

विधि :- एक 250 ml. के बीकर में 6gm आवसैलित अम्ल को लेकर इसको पानी की न्यून मात्रा में दौलकर गर्म करते हैं। इसी प्रकार वषवचन नली में 2gm पोटैशियम डाईक्रोमैट को लेकर इसको भी पानी की न्यून मात्रा में 2gm पोटैशियम डाईक्रोमैट को लेकर इसको भी पानी की न्यून मात्रा में गर्म कर दौलते हैं। अब वषवचन नली के विलयन के बीकर को वाँच ग्लास से ढक कर रखते हैं क्योंकि तीव्र क्रिया होती है। जब दोनों विलयन की पुंतिथा मिला देने पर बीकर में गाढ़े रंग का द्रव बनता है इसको चादना प्याली में लेकर एक तिहाई होने तक हल्का गर्म करते हैं। अब इसको कुमरे के ताप पर ठंडा करते हैं। चादना प्याली में क्रिस्टल बनना प्रारंभ हो जाती है। अब क्रिस्टल को ठंडे पानी में धोते हैं। वअन्त में एल्कीडॉल में धीने पर गुलाबी रंग क्रिस्टल बनते हैं।

परिणाम :- उपर्युक्त विधि द्वारा विपक्ष पोटैशियम डाई आवसैलेटी डाई एववा क्रोमैट (III) प्राप्त होता है जिसका रंग गुलाबी। हल्का भूरा होता है।

अभिक्रिया -



लक्ष्य - 5.3 gm

सावधानियाँ :- बीकर स्वच्छ व शुद्ध होना चाहिए
- बाइना प्याली के पदार्थ को धीरे-2 गर्म करना चाहिए।

उद्देश्य - सोडियम ट्राइआक्सेलीट फेरिट (III) $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ का बनना।

आवश्यक अभिकर्मक :- (i) फेरिक क्लोराइड - 10 gm
(ii) NaOH - 12 gm
(iii) आक्सेलिक अम्ल - 12 gm

आवश्यक उपकरण - बीकर, वांच ग्लास।




विधि :- एक बीकर में 10 gm FeCl_3 की 10 ml जल व 3 gm NaOH की 5 ml H_2O की घोलत हैं।
अब फेरिक क्लोराइड के विलयन में NaOH का विलयन थोड़ी मात्रा में मिलाने हैं। फेरिक ट्राइआक्सेलीट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब एक अन्य बीकर में 12 gm आक्सेलिक अम्ल की घोलत हैं। इस विलयन में 4 gm NaOH के पीले द्रव्य मिलाने हैं।
सोडियम आक्सेलीट का विलयन प्राप्त होता है। अब कांच की छड़ की सहायता से लगाकर हिलाने हुए जल यांत्रित फेरिक ट्राइआक्सेलीट को सोडियम के विलयन में मिलाने हैं तथा इस विलयन को छानते हैं।
छानित के ठोड़े मिलाने हैं तथा इस विलयन को छानते हैं।
छानित की ठोड़े को जल व एल्कोहॉल में धोकर 2-3 दिन तक रहने देते हैं।

परिणाम - उपर्युक्त विधि से सोडियम ट्राइ-आक्सेलीट फेरिट के हरे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

लक्ष्य - 15 gm

सावधानी - बीकर साफ व स्वच्छ होना चाहिए।

उदा.:



उद्देश्य - निकल डाईमैथिल ग्लाइऑक्सिम संकुल
 $[Ni(DMG)_2]$ का बनना।

आवश्यक सामग्री :-



निकल क्लोराइड - 6 gm
 डाईमैथिल ग्लाइऑक्सिम - 1%
 अमोनिया विलयन - 1:1

उपकरण - बीकर, कांच की छड़।

विधि - एक 400 ml बीकर में दिए गए निकल सल्फेट
 6 gm को लेकर उसे $70-80^\circ\text{C}$ तक गर्म करते हैं तथा
 इस विलयन में 40-50 ml 1% डाईमैथिल ग्लाइऑक्सिम
 आवसैलिक को डालते हैं। इसके पश्चात विलयन में
 1:1 अमोनिया विलयन की बूँद-2 करके सीधी
 विलयन में कांच की छड़ से विलीपित करते हुए डालते
 हैं जब तक कि अवक्षेप प्राप्त होते हैं। बीकर को
 जल स्नान में 20-30 मिनट तक गर्म करते हैं। लाल
 रंग के नीचे बैठ जाने पर मिचारे हुए हव में चौड़ा
 डाईमैथिल ग्लाइऑक्सिम आवसैलिक अभिकर्मक मिलाकर
 जाँच कर लेते हैं कि अवक्षेप पूर्ण हुआ या नहीं
 बीकर को आधी घंटे तक रख देते हैं। इसे बुनकर
 फनल के छान लेते हैं तथा अवक्षेप को ठंडे जल
 में दो-तीन बार धो लेते हैं व अन्त में अवक्षेप
 को 5 ml एल्कीहॉल में घोलकर सुखा लेते हैं।

Teacher's Signature.....

DATE



परिणाम - उपर्युक्त विधि द्वारा $Ni(NO_3)_2$ संकुल का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है।

लाभ - 3-4 gm.

सावधानियाँ :- बीकर साफ व शुद्ध होना चाहिए।
बीकर की जल उष्मक की मध्यता में गर्म करना चाहिए।

(अवक्षेप)

Teacher's Signature.....

उद्देश्य -

Preparation of Iodoform from Acetone

आवश्यक अभिकर्मक - एसीटोन

पोटेशियम आयोडाइड - 9 gm

5% सोडियम हाइपोक्लीराइट विलयन - 7 ml

उपकरण - 250 ml. ब्यारिता का फ्लास्क कीप।

विधि :- एक 250 ml ब्यारिता के फ्लास्क में 2 ml एसीटोन, 6 gm पोटेशियम क्लोराइड लेकर इसमें 80-100 ml जल में मिला देते हैं लगाकर हिलाते हुए इसमें 5% सोडियम हाइपोक्लीराइट का 70 ml विलयन धीरे-2 मिलाने हैं। इसके हिलाने पर आभडी फॉर्म की कुछ के पीले क्रिस्टल बनने लगता है। इसमें हाइपोक्लीराइट का पुरा विलयन मिलाने पर आभडी फॉर्म के पीले क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। फ्लास्क की 15-20 min. रखते हैं। अब आभडी फॉर्म को बुनकर फनल में छानकर जल में धीकर अलग कर लेते हैं तथा फिल्टर पत्र द्वारा सुखा लेते हैं। इस ठीस पीले पदार्थ को एथेनॉल मिथाइलेटेड सिरंट से क्रिस्टलीकृत करते हैं।



परिणाम - उपरोक्त अभि. द्वारा आभडी फॉर्म प्राप्त होता है।

भौतिक अवस्था - ठीस पीले रंग के क्रिस्टल।

लवण - 3-4 gm

उत्पन्न - 120-122°C

અભિ.




उद्देश्य - तापमितिय विधि से मैंगनीज क्लोराइड

$MnCl_2 \cdot 4H_2O$ का संक्रमण ताप ज्ञात करना।

आवश्यक उपकरण - बरबॉन नली, बममिटर, की विलीडक, वीकर।

आवश्यक एसायन - मैंगनीज क्लोराइड ($MnCl_2 \cdot 4H_2O$)

सिद्धान्त : यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि जब पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, तो उसका के अवशीषण का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तथा गीतलन पर उसका मुक्त होती है।



जब $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ है (मैंगनीज क्लोराइड) की गर्म करते हैं तो ताप लगातार बढ़ता जाता है। संक्रमण बिन्दु पर उसका के अवशीषण द्वारा पदार्थ के एक रूप दूसरे रूप ($MnCl_2 \cdot 2H_2O$) में संक्रमण के कारण ताप की वृद्धि रुक जाती है। जब पदार्थ पूर्ण रूप से $MnCl_2 \cdot 2H_2O$ में परिवर्तित हो जाता है, तब ताप पुनः $MnCl_2 \cdot 2H_2O$ बढ़ने लगता है। गीतलन में पदार्थ $MnCl_2 \cdot 2H_2O$ में पुनः $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ में परिवर्तित हो जाता है।

प्रैक्षण सारणी -

गणना -

संक्रमण ताप = तापन तथा शीतलन वक्रों के स्थिति परिवर्तन बिन्दुओं का औसत

$$t = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

$$t = \frac{55.7 + 54.6}{2}$$

$$t = \frac{110.3}{2}$$


$$t = 55.15^\circ\text{C}$$

પૈમાના

X-અક્ષ = 1 ડિગ્રી = 1 લડા પાના
 Y-અક્ષ = 1 ડિગ્રી = 1 લડા પાના

Y-અક્ષ

Temperature →



Time →

X-અક્ષ

क्र.सं.	समय मिनट में	तापक्रम °C	
		तापन (Heating)	शतिलन (Cooling)
	1	51	60.9
	2	51.6	69.9
	3	52.4	58.6
	4	52.9	57.4
	5	53.7	56.7
	6	54.3	55.6
	7	54.9	55.6
	8	55.7	54.6
	9	55.7	54.6
	10	55.7	53.6
	11	56.5	53.2
	12	57.3	53.2
	13	58.0	53.9
	14	59.5	52.7
	15	60.2	52.2
	16	60.2	51.8
	17	60.2	51.4

परिणाम :- दिए गए पदार्थ मैंगनीजफ्लोराइड $MnO_2 \cdot 4H_2O$ का संक्रमण ताप $55.15^\circ C$ है।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य :- तापमितीय विधि द्वारा फिनॉल जल निकास का
क्रांतिक ताप ज्ञात करना।

सिद्धान्त :- वह ताप जिस पर दो क्रांतिक रूप से मिश्रण
हव सभी अनुपातों में पुनर्तिया हो मिश्रित होती है, क्रांतिक
ताप या संविलम्बन ताप कहलाता है।

इस विधि में दो हवी के ज्ञात भार को एक स्पर्श वंध्यन
अवयव नली में लेकर अच्छी प्रकार हिलाते हैं मिश्रण
में दो परत बनती है जो मिश्रण में अविलम्बता के द्वारा
प्रकट होती है मिश्रण को गर्म करते हैं, वह ताप (t_1)
नीट करते हैं, जिस पर अविलम्बता समाप्त होती है।

अब वंध्यन नली को ठंडा करते हैं और वह ताप (t_2)
नीट करते हैं अब जिस पर अविलम्बता पुनः आ

जाती है दोनी तापी t_1 तथा t_2 का औसत मान
दोनी हवी का मिश्रणीय ताप होता है। मिश्रण के
संघटनी को x - अक्ष पर तथा उसके मिश्रण ताप को
 y - अक्ष पर आलेखित करते हैं।

प्राप्त वक्र के उच्चतम बिन्दु के संगत ताप को क्रांतिक
विलम्बन ताप कहते हैं।

आवश्यक उपकरण :- वंध्यन नली, विलीडक, वीकर, बममिटर
वीकर, पिपेट, ब्युरेट, ब्युरेट स्टैंड आदि।

आवश्यक रसायन :- शुद्ध फिनॉल, आसुत जल।

प्रीक्षण -

(i) वंध्यन नली में फिनॉल की मात्रा = 4 gm

(ii) जल का घनत्व = 1 gm/ml.

Teacher's Signature.....

પેમાના -

X-અક્ષ પર 1 લઘુ ઘાટી = 10 ડિગ્રી

Y-અક્ષ પર 1 લઘુ ઘાટી = 10 ડિગ્રી

Y-અક્ષ

↑

100

80

60

40

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

→

X-અક્ષ

phenol

→

Temperature ↑

प्रयोग सारणी-

	फिनॉल का भार ग्राम में	जल का भार ग्राम में	मिश्रण में फिनॉल का % संघटन	अपिलैयता के विलुप्त होने का ताप $t_1^{\circ}\text{C}$	अपिलैयता के प्रकट होने का ताप $t_2^{\circ}\text{C}$	माध्यमान $t^{\circ}\text{C} = \frac{t_1 + t_2}{2}$
1	4	4	50%	62.1	59.2	60.65
2	4	5	44%	62.3	61.2	61.75
3	4	6	40%	62.5	61.9	62.20
4	4	7	36%	63.5	62.2	62.85
5	4	8	33.33%	63.8	62.4	63.10
6	4	9	30.7%	62.6	61.4	62.20
7	4	10	28.5%	61.6	60.2	60.40
8	4	11	27.5%	60.8	50.0	59.90

परिणाम :-

तापमिति विधि द्वारा फिनॉल-जल तंत्र के लिए क्रांतिक विलयन ताप 63.1°C ताप तथा फिनॉल का प्रतिशत संघटन 33.33% प्राप्त होता है।

उद्देश्य - ऐसिपरन (ऐसिटिक एसिड) का
ऐसिलसिलिक अम्ल से बनाना।

आवश्यक अभिकर्मक :-

(i) ऐसिलसिलिक अम्ल = 5.0 gm

(ii) ऐसिटिक एसिड = 7.0 ml

(iii) सांद्र H_2SO_4 = 0.5 ml

आवश्यक उपकरण - 100 ml धारिता का गील पीट्टे का फ्लास्क,
बममिटर एवं बीकर।


विधि :- 100 ml धारिता वाले गील पीट्टे के फ्लास्क में
5.0 gm ऐसिलसिलिक अम्ल, 7.0 ml ऐसिटिक एसिड
तथा 0.5 ml सांद्र H_2SO_4 लीते हैं। मिश्रण की अच्छी
प्रकार हिलाकर 15-20 मिनट तक $50-60^\circ C$ सैमी. पर
जल उष्मक पर गर्म करते हैं। इस मिश्रण को ठंडा
करके एक अन्य बीकर में लिए गए लगभग 100 ml
ठंडे जल में मिला देते हैं। ठीस पदार्थ प्रवाह ही
जाता है। इस छान लेते हैं तथा इसे $50^\circ C$ एबिल
एल्कीडॉल की न्यूनतम मात्रा में विलेय करते हैं। कमरे
के ताप पर रखने पर सुई के प्रकार के रंगीन
क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

भौतिक अवस्था = रंगीन सुई के प्रकार के क्रिस्टल



लवण = 5.5 gm

गलनांक = $136-137^\circ C$

Reaction



सैलिसिलिक अम्ल



ऐस्पिरिन

उद्देश्य :- पर्वलिक एनहाइड्राइड से प्रवलीमाइड का बनना।

सिद्धान्त :- पर्वलिक एनहाइड्राइड की शुद्ध अवस्था में यूरिया के साथ गर्म करने पर पर्वलिमाइड बनता है।

भूमिकर्मक - पर्वलिक एनहाइड्राइड - 20 gm
यूरिया - 4 gm

प्रक्रिया :- 20 gm पर्वलिक की अच्छी तरह मिलाई। एक गोल तली वाले फ्लास्क में 4 gm यूरिया के साथ एनहाइड्राइड डाली। फ्लास्क की 130-135°C तक गर्म करे, तब स्नान में जब सामग्री पिघल जाती है, तो बुकबुकाएट शुरू होती है जो धीरे-2 बढ़ती जाती है। 10-15 मिनट के बाद, मिश्रण अचानक अपनी मूल आयतन से लगभग तीन गुना अधिक आकार हो जाता है और लगभग ठीस हो जाता है। सामग्री की ठंडा होने दे। लगभग 20 gm पानी डाले दिलाए, और छान लें। पानी से धो लें। एविल एल्कीडॉल या गर्म पानी से 1 gm उत्पाद की पुनः क्रिस्टलीकृत करती हैं।


उपज :- 1 gm

ताप 1 m.p 233°C

रंग - सफेद पाउडर

DATE

Reaction



युस्त्रिया

फलेलिमाईड

फथीलिक एनहाइड्राइड

आवधानियाँ :-

(i) तैयारी शुरू करने से ठीक पहले वीं लिफ्ट एनडाइड्ड रूमों में सुरक्षा की मिलाया जाना चाहिए।

(ii) मिश्रण में आग भूतनी पर उसी हर्म करने के लिए एक बड़ा फ्लास्क लेना चाहिए।